

sempermed®   
supreme

# SUPREME KWALITEIT IN IEDER OPZICHT

GEMAKKELIJK AAN TE TREKKEN – gepatenteerde synthetische binnencoating  
ZEER HUIDVRIENDELIJK – het Semperit nabehandelingsprocédé  
OPTIMALE VEILIGHEID – een ideaal tastgevoel



MEDIQ Medeco

# KWALITEIT IN IEDER OPZICHT

Sempermed Supreme staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Het is niet voor niets een van de meest gedragen poedervrije operatiehandschoenen in Europa. Dit gegeven verplicht Sempermed ertoe haar producten vanuit de fabriek in Oostenrijk voortdurend te optimaliseren en de kwaliteit ervan met het oog op uw veiligheid in ieder opzicht te verbeteren – al 90 jaar lang.

## GEMAKKELIJK AAN TE TREKKEN

wrijving is een kwestie van weerstand



## EEN GOED BEWAARD GEHEIM

De synthetische binnencoating, die ervoor zorgt dat u de Sempermed Supreme zo gemakkelijk kunt aantrekken, is het resultaat van jarenlang ontwikkelingswerk. De structuur van de coating is gepatenteerd.

## HET COATINGSYSTEEM

Waarom u de Sempermed Supreme zo gemakkelijk kunt aantrekken, is eenvoudig te verklaren: de binnencoating heeft geen glad oppervlak, maar een speciale structuur die lijkt op een netwerk. Daardoor wordt het contactvlak van de film met de huid geoptimaliseerd, zodat de wrijvingsweerstand bij het aantrekken aanzienlijk wordt verminderd. De structuur zorgt ervoor dat de handschoenen op de huid aangenaam fluweelachtig aanvoelen.

## TIJDENS EEN OPERATIE VAN HANDSCHOENEN WISSELEN

Uit onderzoek blijkt dat 24-37% van de chirurgische handschoenen na gebruik perforaties vertoont (World J. Surg., 1999). Wanneer een ingreep langer duurt, leidt daarnaast het transpiratievocht tussen huidoppervlak en handschoen ertoe dat het beschermlaagje van de handschoen gaat opzwellen. Sempermed adviseert daarom tijdens een operatie regelmatig nieuwe handschoenen aan te trekken. De speciale binnencoating van de Sempermed Supreme maakt het daarbij veel gemakkelijker de handschoenen „vochtig“ aan te trekken.

## DUBBEL AANTREKKELIJK



## TWEE PAAR HANDSCHOENEN OVER ELKAAR

Om de bescherming tegen infecties te optimaliseren, wordt het dragen van twee paar handschoenen over elkaar hoe langer hoe gebruikelijker.

Bij bijzonder zware belasting en bij risicopatiënten biedt het dragen van twee paar handschoenen over elkaar optimale veiligheid. De Sempermed Supreme kan ook in dit geval gegarandeerd probleemloos worden aangetrokken zonder dat dit ten koste gaat van het tastgevoel.

## PERFECT TASTGEVOEL

met fijngevoeligheid naar topprestaties



## OPTIMALE BETROUWBAARHEID

U bent werkzaam op een uiterst gevoelig vakgebied dat een precieze fijne motoriek en een optimaal tastgevoel vereist. De beslissende factor voor een zo groot mogelijke betrouwbaarheid in combinatie met een uitstekend gevoel is de wanddikte.

## ALS EEN TWEEDE HUID

Dankzij de stevigheid van het materiaal kon de wanddikte van de Sempermed Supreme zo ver worden teruggebracht dat uw fijngevoeligheid door het dragen van de handschoenen absoluut niet wordt beïnvloed en een zo groot mogelijke betrouwbaarheid gewaarborgd is. De Sempermed Supreme is als het ware een nauwelijks voelbare tweede huid. En als het er echt op aan komt, profiteert u van het feit dat u zonder enig probleem twee paar over elkaar kunt aantrekken.

## OPTIMAAL DRAAGCOMFORT

door de perfecte, volledig anatomische pasvorm



## UW HAND ALS MAAT VAN ALLE DINGEN

Uw hand is uniek. Datzelfde geldt voor de vorm van de Sempermed Supreme. Speciaal ontwikkeld voor de eisen van de operatiekamer, stemt de volledig anatomische vorm met gekromde vingers overeen met de natuurlijke, ontspannen houding van de hand.

## EEN PERFECTE AFSLUITING

De conische schacht is afgestemd op de anatomie van de pols en heeft een rolrand die goed aansluit op de operatiejas en daardoor perfect afsluit.

## WERKEN ZONDER VERMOEID TE RAKEN

Door de ontspannen houding van de hand kunt u met de Sempermed Supreme werken zonder vermoeid te raken – en kunt u de instrumenten ook bij de langste operaties veilig en ontspannen blijven hanteren.

## VOOR EEN GEZONDE HUID



## ZEER HUIDVRIENDELIJK – HET SEMPERIT NABEHANDELINGSPROCÉDÉ

Sempermed maakt gebruik van een speciaal ontwikkeld, automatisch nabehandelings-procédé waarbij de handschoenen verschillende keren intensief worden gewassen. De hoeveelheid bij de productie gebruikte stoffen die huidirritaties kunnen veroorzaken, en het eiwitgehalte van het verwerkte natuurlatex worden daardoor gereduceerd tot het technisch mogelijke minimum.

**sempermed**®   
**supreme**



## sempermed® supreme

<b>TYPE</b>	Steriele operatiehandschoenen, voor eenmalig gebruik, poedervrij, met synthetische binnencoating	
<b>MATERIAAL</b>	Natuurlijke rubber latex	
<b>KLEUR</b>	Natuurlijk wit	
<b>HANDSCHOENVORM</b>	Volledig anatomisch met rolrand	
<b>TOTALE LENGTE/MAAT</b> volgens EN 455-2	5 ½, 6 en 6 ½ 7, 7 ½ en 8 8 ½ en 9	min. 270 mm min. 280 mm min. 285 mm
<b>WANDDIKTE</b> in de handpalm enkelvoudig gemeten	0,19 - 0,23 mm	
<b>DICHTHEID</b> volgens EN 455-1	AQL 1,0	
<b>TREKSTERKTE</b> volgens EN 455-2	≥ 12 N	
<b>HOUDBAARHEID</b> in originele verpakking bij opslag overeenkomstig DIN 7716, ISO 2230	3 jaar	
<b>STERILISATIE</b>	Gammabestraling met minstens 2,5 Mrad (25 kGy)	
<b>VERPAKKING</b>	Linker en rechter handschoen met omgeslagen manchet in pluisvrije binnenenveloppe, ozondicht, ingeseald in medische peel open-folieverpakking In dispenserdoos met sterilisatie-indicator: 50 paar In verzenddoos met sterilisatie-indicator: 300 paar	
<b>BESTELNUMMERS</b> <b>MEDIQ MEDECO</b>	Maat 5,5 9721060 Maat 6,0 9721062 Maat 6,5 9721064 Maat 7,0 71040	Maat 7,5 9721066 Maat 8,0 71041 Maat 8,5 9721068 Maat 9,0 9721070
<b>ETIKETTERING</b>	EN 1041, EN 980, ISO 15223	

NEEM CONTACT MET ONS OP!



Mediq Medeco Nederland  
Tel: (0186) 63 44 00 | Fax: (0186) 61 68 93  
info@mediqmedeco.nl | www.mediqmedeco.nl

Mediq Medeco België  
Tel: (0032)14 45 40 01 | Fax: (0032)14 45 30 07  
info@mediqmedeco.be | www.mediqmedeco.be