




# Instructie **neusvochtafname**


We vragen u neusvocht van uw kind te verzamelen in een buisje. De afname duurt ongeveer 5 minuten. We leggen u stap voor stap uit hoe u dit moet doen. Doorloop alle stappen.




- 1 Was uw handen met water en zeep. Droog uw handen met een schone handdoek.




- 4 Druk het neusgat waar het stripje in zit dicht door op de zijkant van het neusgat te drukken. Houd deze 30-60 seconden dicht, of zo lang als mogelijk is tot maximaal 60 seconden.




- 2 Neem het (neus)stripje uit de buis door aan het witte uiteinde van de buis te draaien (tegen de klok in). Houd het stripje vast aan het 6- hoekige plastic uiteinde. Raak het filterpapiertje dat in de neus gaat niet aan.



- 5 Haal het stripje voorzichtig uit de neus en plaats deze terug in het buisje. Sluit de buis door deze aan het witte uiteinde van het stripje dicht te draaien (met de klok mee).



- 3 Breng het filterpapiertje voorzichtig in een neusgat van uw kind tot de ronde verdikking bij het 6-hoekige handvat. U hoeft de afname maar in één neusgat te doen.



- 6 Plaats het buisje in het lekvrije zakje (SafetyBag). Sluit het zakje en schrijf de datum op de sticker op het zakje. **Bewaar het zakje vervolgens in de vriezer.**