




Instructie **ontlastingafname**


Wij vragen u om ontlasting (poep) op te vangen en in een potje te doen.
We leggen u stap voor stap uit hoe u dit moet doen. Doorloop alle stappen.

Zie www.rivm.nl/pienter4 voor antwoord op veelgestelde vragen en de Engelse vertaling van deze instructie.
Visit www.rivm.nl/pienter4 for answers to frequently asked questions and the English translation of this instruction.


Bij kinderen die een luier dragen kunt u stap 1 en 2 overslaan. U kunt dan ontlasting uit de luier scheppen.




- 1** In het pakket zit een opvangpapier (FecCollect). Dit maakt het voor u makkelijk om uw ontlasting op te vangen.
- Haal de FecCollect uit de verpakking. Vouw deze open en schuif het om de wc-bril heen.
 - Zorg ervoor dat het opvangpapier onder uw billen hangt als u op de WC-bril zit.
 - Het is de bedoeling dat het opvangpapier een beetje naar beneden hangt.



- 3** Pak het ontlastingspotje met bruine dop met vloeistof* erin.
- Draai de dop open. Zorg dat de vloeistof in het buisje blijft.
 - Gebruik het schepje aan de dop om **1 schepje ontlasting** in het potje te doen.
 - Draai de dop van het potje goed dicht.
 - Schud het potje tot de ontlasting is opgelost in de vloeistof (ongeveer 10 seconden).




- 2** Vang uw ontlasting op met de FecCollect. Zorg ervoor dat er geen water of urine bij de ontlasting komt.




- 4** Als u een tweede potje met bruine dop (zonder vloeistof) heeft ontvangen, vult u ook het tweede potje met ontlasting. Schep kleine beetje ontlasting in het buisje tot **maximaal de helft** van het potje is gevuld. Het potje zonder vloeistof hoeft u niet te schudden.

*Let op: De vloeistof in het ontlastingspotje kan schadelijk zijn bij inslikken en kan irritatie veroorzaken bij blootstelling aan huid en ogen. Als de vloeistof in contact komt met de huid, was de huid dan met water en zeep. Bij contact in de ogen, spoel dan onmiddellijk uit met water. Neem contact op met een arts als er irritatie ontstaat.



- 5 Scheur de FecCollect bij de scheurranden los zodat deze in het toilet valt. U kunt nu het toilet doorspoelen.



- 6 In de begeleidende brief staat of het lichaamsmateriaal moet worden bewaard tot het (huis)bezoek of moet worden verstuurd met de post. Pak de afgenomen lichaamsmaterialen in en bewaar tot het (huis)bezoek of verstuur ze. De instructie en benodigde materialen voor het inpakken en versturen zitten in het pakket.

